

## Vibráló masszázspisztoly 100W



**Használati utasítás**  
Az eredeti utasítások fordítása

## BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Használja az alábbi ajánlásoknak megfelelően. Gyermek számára nem használható.
2. A masszírozott területnek tisztának kell lennie.
3. A masszírozó nem használható robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
4. Az elektromos berendezések olyan szikrák forrása, amelyek meggyújthatják a gázt vagy más levegőben lévő részecskéket.
5. A masszázs során a gyermekeket és a közelben tartózkodó személyeket távol kell tartani a berendezéstől.
6. Legyen óvatos, koncentráljon a tevékenységek elvégzésére, és használja a józan ésszt, amikor a masszázsszerszámokkal dolgozik. Ne használja a masszázspisztolyt, ha fáradtnak érzi magát, vagy ha kábítószer, alkohol vagy drog hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség masszírozás közben súlyos sérüléshez vezethet.
7. Véletlen kioldás nem fordulhat elő. Az akkumulátor behelyezése, cseréje vagy a készülék szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló OFF állásban van. Ha a masszírozó készüléket úgy hordozza, hogy az ujj a kapcsolón van, vagy ha az működik, balesetet okozhat.
8. Ne merítse a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz jusson be a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.
9. A masszázs során mindig tartsa meg a helyes testtartást és egyensúlyt. Ez biztosítja a készülék jobb irányítását váratlan helyzetekben.
10. A masszázspisztoly akkumulátorát csak a készülékhez mellékelt töltővel töltsse fel.
11. A masszázs megkezdése előtt vegye le a laza ruházatot és az ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruházatot és a kesztyűt a mozgó részekről. A mozgó alkatrészek beleakadhatnak a laza ruházatba, ékszerekbe, vagy behúzzák a hosszú haját.
12. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készülék és az akkumulátor állapotát.
13. Ne nyomja a masszírozót túl erősen a testre. Ahhoz, hogy a masszázs hatékony legyen, megfelelő hegyet kell használnia.
14. Ne használja a készüléket sérült kapcsolóval. Ha a készülék nem működtethető kapcsoló, veszélyt jelenthet, ebben az esetben azonnal be kell vinni javításra.
15. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló OFF állásban van, mielőtt megváltoztatja a beállításokat, kicseréli a csatlakozókat, vagy elrakja a készüléket tárolásra. Ezek az óvintézkedések csökkentik a masszírozó véletlen elindításának kockázatát.
16. A masszázspisztolyt gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni, és nem használhatják olyan személyek, akik nem ismerik ezeket az ajánlásokat és a használat szabályait. A masszírozó készülék veszélyes olyan személy kezében, aki nem ismeri megfelelően a készülék üzemeltetésének szabályait.
17. A masszázspisztolyt a használati útmutatóban szereplő ajánlásoknak megfelelően kell használni. A berendezés rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet.

## **FIGYELMEZTETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉS**

1. Tilos a terméket vízbe meríteni. Védeni kell a folyadékokkal és hőforrásokkal való érintkezéstől. A szellőzőnyílásokat mindig tisztán kell tartani.
2. Ne szerelje szét a készüléket.
3. A készülék nem működhet egy óránál tovább folyamatosan. Az újbóli használat előtt legalább 30 perc szünetet kell tartani.
4. A töltés befejeztével vagy a munka megkezdése előtt húzza ki a töltőt.
5. Csak felnőtteknek. Ne használja a készüléket sérült területeken.

A masszázspisztoly egy hordozható, újratölthető vibrációs eszköz. Intenzív megerőltetés után hatékonyan enyhítheti a szervezetben felgyülemlett tejsav okozta fájdalmat, és enyhítheti a fekvő személyek izomfájdalmát - a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

## **KORLÁTOZÁSOK**

Azoknak a személyeknek, akik megfelelnek az alábbiakban felsorolt állapotok bármelyikének, a masszírozó használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal:

1. Terhes nők.
2. Pacemakerrel rendelkező személyek.
3. A közelmúltban műtéten átesett személyek.
4. Gerinc-, ízületi vagy csonthibákkal rendelkező személyek.
5. Olyan személyek, akiknek más betegségek által okozott szövődményeik vannak (például neuropátia vagy retinakárosodás).

## **TERMÉKLEÍRÁS**

- szuper csendes és erős kefe nélküli motor
- beépített akkumulátor
- sebességbeállítás
- könnyű, vezeték nélküli
- bekapcsolás/kikapcsolás

## CSERÉLHETŐ VÉGZÁRÓ SAPKÁK



**1. Lapos fej:** Segít a kisebb és nagyobb izomcsoportok pontszerű masszírozásában. A masszázs után azonnali megkönnyebbülést érezhet.

**2. Kerek hegy** - Alkalmas minden izom masszírozására, valamint az izmok edzés előtti és utáni lazítására.

**3. U-alakú zárófej** - Alkalmas a gerinc mindkét oldalán lévő izmok számára. Az "U" alakú végződés elkerüli a gerincet és a nyakcsigolyákat (nem szabad közvetlenül a gerincen és a nyakcsigolyákon használni, mivel fizikailag károsíthatja azokat).

**4. Ujjhegy** - Alkalmas láb- és kézz masszázshoz. Kicsi, de nagy energiát képes létrehozni.

**5. Ék alakú hegy** - keskeny alakú, és nagyon mély szöveti masszázsra tervezték.

**6. Kúp alakú hegy** - Lehetővé teszi, hogy hatékonyan ellazítsa izmait a triggerpontokra összpontosítva.

### REKRUITING

- Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort körülbelül 6 órán keresztül.
- A masszázspisztoly töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel egyik végét egy konnektorba, a másik végét pedig a masszázspisztoly töltőnyílásába.
- Az akkumulátor jelzőfényén lévő LED-csík villogva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét és az aktív töltést.

### A GARANCIA NEM TERJED KI:

- baleset, helytelen használat, nem megfelelő kezelés vagy szállítás által okozott károk,
- engedély nélküli javításnak alávetett egységek,
- az utasításokkal ellentétes használat,
- a termék árát meghaladó kár,
- a szállított termék minőségének romlása a nem megfelelő tárolás vagy biztonság miatt.

## **KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

- Minden használat után törölje le a masszázsszekeket nedves ruhával.
- A készüléket nedves ruhával vagy törölközővel tisztítsa meg, majd törölje át tiszta, száraz ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Amikor befejezte a készülék használatát, ki kell kapcsolnia azt.
- Ne használja a készüléket egy óránál hosszabb ideig folyamatosan.
- Az eredeti csomagolásban tárolja.
- Tárolja víztől és hőtől távol.

## **TECHNIKAI ADATOK**

30 sebesség - 1800 - 3200 löket/perc

Feszültség: egyenáram 16,8 V; maximális

teljesítmény: 150 W;

Hatékony teljesítmény: 100 W;

Akkumulátor: lítium-ion;

Akkumulátor kapacitás: 2400

mAh; Töltési idő: 60-90 perc;

Munkaidő: 1-5 óra;

Zajsztint: 45-65 decibel;



**Pro-Tech**  
shop